

### 1.3、分项报价明细

项目名称：万宁市公安局毛发毒品检测设备及试剂耗材采购项目

项目编号：HNZKLJZFCG2023-21

序号	品名	品牌	规格型号	技术参数	生产厂家	数量	单价(元)	单价总计(元)
1	毛发毒品检测仪	墨赛	MS-5000型	<p>▲1. 可检测毒品种类: 在检出率为100%的前提下, 浓度为10ng/mL(咖啡因因为100 ng/mL), 进样量为80 μL, 进样质量为0.8ng(咖啡因因为8ng)时, 仪器应能够检测出以下毒品样品: 吗啡、6-单乙酰吗啡、冰毒、氯胺酮、大麻、可卡因、摇头丸、甲卡西酮、咖啡因、芬太尼等;</p> <p>▲2. 检测速度及方式: 检测快速便捷, 整个检测过程包括毛发裂解、试剂卡滴样反应及试剂卡插入仪器检测得出结果三个步骤。其中毛发裂解时间≤2min, 试剂卡滴样反应时间≤3min, 试剂卡插入仪器后的检测时间≤5s。</p> <p>▲3. 显示屏: 8寸液晶全触控电容显示屏, 分辨率1920*1080</p> <p>4. 仪器重量: 仪器的重量≤3.0kg ±0.1kg</p> <p>5. 外观尺寸: 外观尺寸≤240mm(长)×340mm(宽)×170mm(高)。</p> <p>6. 仪器故障自检功能: 仪器具有自检功能, 能在开机过程中对各功能部件进行检(自检)。</p> <p>7. 标定功能: 仪器具备标定功能, 能通过读取质检条完成对仪器的适配标定</p> <p>▲8. 视频播放功能: 仪器具备视频播放功能, 方便内置播放毛发毒品检测操作视频指导操作</p> <p>▲9. 数据接口、数据传输功能: 仪器具有USB接口、LAN网络接口、OTG接口、串行接口。支持4G模块、蓝牙、无线网络(WiFi)数据传输</p> <p>▲10. 标准曲线导入方式: 仪器能通过IC导入试剂卡标准曲线, 能通过U盘导入试剂卡标准曲线, U盘能支持批量导入不少于10条标准曲线数据</p> <p>11. 身份证识别功能: 仪器内置身份证阅读器。身份证阅读器符合GA 450-2013《台式居民身份证阅读器通用技术要求》的相关要求。</p> <p>12. 测试功能: 仪器具有手动测试以及自动测试两种测试模式 自动吐卡功能: 仪器具有每当完成一次测试时, 仪器能自动吐出检测试剂卡</p> <p>13. 定量检出限: 冰毒0.2ng/mg、</p>	佛山墨赛生物技术有限公司	5台	130000.00	650000.00



			<p>吗啡 0.2ng/mg、氯胺酮 0.2ng/mg、摇头丸 0.2ng/mg、可卡因 0.5 ng/mg、大麻 0.05 ng/mg</p> <p>14. 自动吐卡功能: 仪器具有每当完成一次测试时, 仪器能自动吐出检测试剂卡</p> <p>15. 试剂卡异常提供功能: 当仪器检测空白试剂卡以及加样异常试剂卡时, 仪器能对此作出提示。</p> <p>16. 未吸食毒品者毛发样本测试: 仪器对未吸食毒品的毛发样本进行检测, 检测结果显示为阴性;</p> <p>▲17. 吸食毒品者毛发样本测试: 仪器对确认吸食吗啡、海洛因、冰毒、氯胺酮、大麻、可卡因、摇头丸、甲卡西酮、咖啡因、芬太尼毒品者的毛发样本进行项目检测, 检测结果显示为阳性</p> <p>18. 试剂检测限测试: 仪器需要对吗啡、6-单乙酰吗啡、冰毒、氯胺酮、大麻、可卡因、摇头丸、甲卡西酮、咖啡因、芬太尼试剂进行检测限试验</p> <p>19. 冷启动时间: 仪器冷启动试剂不超过 1 min。</p> <p>20. 误报率测试: 对未吸食毒品者的毛发样本裂解后进行分析, 仪器的误报率≤1%。</p> <p>21. 仪器稳定性: 仪器在开机处于稳定工作状态后第四小时以及第八小时的测试结果与开机稳定工作状态的测试结果的相对偏倚范围在正负 5%之间。</p> <p>▲22. 仪器重复性: 同一台仪器用同一质控卡重复检测, 结果重复性偏差≤1%; 2 台仪器用同一质控卡重复检测, 结果重复性偏差≤1%</p> <p>▲23. 检测结果报告生成及打印, 存储功能: 仪器能生成和打印检测结果报告, 内容应包括案件编号、姓名、身份证号、年龄、性别、流水编号、样品类型、检测项目结果、检测日期、检测时间、被检测人是否有异议、被检测人签名、检测单位及检测人签名、结果解析说明等信息。仪器的数据实时存储容量为 6GB, 存储量不少于 100 万条, 并支持扩展。</p> <p>▲24. 历史数据查询功能: 仪器具有历史数据查询功能, 能通过对身份证、姓名、案件号、项目名称和测试日期等信息对历史数据进行查询。</p> <p>▲25. 智能输入法: 1. 仪器支持手写输入、笔画输入、拼音输入、英文输入等多种输入方式; 2. 输入法具有记忆功能, 可以记忆最近输入的 10 条历史记录</p> <p>▲26. 数据查看与编辑: 可查看身份证、姓名、性别、年龄、出生日期、案件号、样本号、检测时间等基本信息的原始</p>				
--	--	--	--	--	---	--	--



				<p>值、测量值、峰值等数据，并能对测试温度，裂解时间，仪器使用单位进行编辑</p> <p>27. 碎发方式:配置与毛发毒品检测仪同品牌≥6通道 5ml 管毛发研磨仪器 MS-GI06A; 设备描述如下: 毛发研磨仪通过磁珠的高频往复振动、撞击、剪切将毛发研磨至碎发状，快速的实现理想的研磨效果，使研磨的样品具有更充分，更均匀，重复性好，无交叉污染的特点。研磨提取更为高效准确，可以大大增加毛发的表面积，并充分破坏其角质蛋白，研磨过程中样品缓冲液能深入到毛发内部的毛发髓质层和皮质层进行充分的溶解，再对待测溶液检测是否含有毒品成分，可对毛发中常见毒品(冰毒、吗啡、6-单乙酰吗啡、氯胺酮、摇头丸、可卡因、大麻、芬太尼、咖啡因、甲卡西酮等)进行现场快速检测。</p> <p>产品特点:</p> <p>(1) 高效率:在 3min 内完成多个样品的研磨，省时省力，批间、批内差异小</p> <p>(2) 操作简便: 液晶触摸屏控制，可对频率、时间参数进行适时设置</p> <p>(3) 稳定性好:水平左右振荡方式，研磨充分</p> <p>(4) 重复性好: 同一组织样品设定相同程序，获得相同的研磨效果，工作时间短</p> <p>(5) 无须等待:研磨后即可吸取待测液体至试剂条加样孔中进行跑板反应</p> <p>(6) 无污染无损失: 研磨过程处于完全封闭状态，避免外界污染和样品间的交叉感染，也不会造成样品的损失。</p>				
2	多项毛发毒品检测试剂	墨赛	卡型、50份/盒	吗啡/氯胺酮/甲基安非他明/大麻/摇头丸/可卡因联合检测试剂盒(免疫层析法)	佛山墨赛生物技术有限公司	15000份	90.00	1350000.00
3	多项毒品检测试剂(尿检)	凯创	盒型、25份/盒	吗啡/氯胺酮/甲基安非他明/大麻/摇头丸/可卡因联合检测试剂盒(胶体金法)	上海凯创生物技术有限公司	10000份	41.00	410000.00
4	多项毒品检测试剂(尿检)	凯创	盒型、25份/盒	美沙酮/苯二氮卓/合成大麻素 k2/合成大麻素 k3/氟胺酮联合检测试剂盒(胶体金法)	上海凯创生物技术有限公司	5000份	41.00	205000.00

注:

- (1) 供应商根据项目情况和自身情况列明各分项价格，要求各分项价格之和等于合计的总价。各分项价格要求完整无漏项，完全包括完成与本项目有关的一切费用，否则视同免费提供;
- (2) 供应商提供的货物被纳入《海南省省级 2023-2025 年政府集中采购目录》内的，单价不

允许超过网上商城，否则视为报价无效。

(3) 分项报价明细表必须明确品牌、规格型号、技术参数、生产厂家，否则视为报价无效。

(4) 保留小数点后两位数字。




供应商：海南瑞吉医疗器械有限公司（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表签字：廖大川（签字或盖章）

日期：2024 年 4 月 22 日

## 供应商最终报价表

项目名称	万宁市公安局毛发毒品检测设备及试剂耗材采购项目
项目编号	HNZKLJZFCG2023-21
标包名称	万宁市公安局毛发毒品检测设备及试剂耗材采购项目
标包编号	HNZKLJZFCG2023-21-1
供应商名称	海南瑞吉医疗器械有限公司
最终报价	小写：1180000元 大写：壹佰壹拾捌万元整
报价说明	本轮报价单价部分按照最终报价等比例下调
供应商签章	签章区域（请勿越界） 
日期	2024-04-22