

主要标的信息:

分项价格表

项目名称: 购置检验科室等开院急需设备项目

金额单位: 元

序号	名称	品牌型号	规格及技术参数	单位	数量	单价	总价	备注
1	CT造影注射装置	巨鲨、Insight C12	见技术响应与偏离表	台	2	281000	562000	
2	手术无影灯	康尔健、KYZF500	见技术响应与偏离表	台	6	10000	60000	
3	移动器械车	洪洪、1000*600*900 (mm)	见技术响应与偏离表	辆	5	1800	9000	
4	防辐射裙	康仕盾、分体双面式	见技术响应与偏离表	件	5	12000	60000	
5	低速离心机	鑫奥、GENIUS 6K-D	见技术响应与偏离表	台	2	18500	37000	
6	全自动化学发光免疫分析仪	迈瑞、CL-2000i	见技术响应与偏离表	台	1	612000	612000	
7	电热恒温培养箱	跃进、HDPF-150	见技术响应与偏离表	台	1	8150	8150	
8	全自动血液细胞分析仪	迈瑞、BC-7500 [N] CRP	见技术响应与偏离表	台	1	900000	900000	
9	空调机	美的、KFR-50GW/BP2DN 8Y-PC400	见技术响应与偏离表	台	2	5000	10000	
10	医用冷藏箱	海尔、HYC-650	见技术响应与偏离表	台	2	23000	46000	
11	骨牵引针	新华、Φ2.5×230 (ZK872R)	见技术响应与偏离表	支	20	30	600	
12	骨牵引针	新华、Φ2×230 (ZK870R)	见技术响应与偏离表	支	25	30	750	
13	骨撬	新华、235×3, 髌关节 (ZT552R)	见技术响应与偏离表	把	13	380	4940	
14	骨牵引针	新华、Φ3×230 (ZK873R)	见技术响应与偏离表	支	5	30	150	
15	开口锥	新华、腰椎型 (ZQ1298R)	见技术响应与偏离表	把	3	680	2040	
16	骨撬	新华、255×23, 弯 (ZT582R)	见技术响应与偏离表	把	5	450	2250	
17	骨撬	新华、230×20, 弯 (ZT580R)	见技术响应与偏离表	把	5	450	2250	

18	止血钳	新华、200, 直, 全齿, 有钩 (ZH646R)	见技术响应与偏离表	把	6	85	510	
19	显微组织剪	新华、140, 弯型, 带齿, 簧式, 圆柄 (ZF2677RB)	见技术响应与偏离表	把	1	600	600	
20	显微持针钳	新华、160×0.4, 弯型 (ZF2605RB)	见技术响应与偏离表	把	1	520	520	
21	显微镊	新华、160×0.4, 直型, 圆柄 (ZD286RN)	见技术响应与偏离表	把	2	640	1280	
22	显微止血夹	新华、50, 直, 弹簧式 (ZL422R)	见技术响应与偏离表	把	6	58	348	
23	微血管合拢器	新华、杆长15, 夹18×1, 直头 (ZF613RN)	见技术响应与偏离表	把	1	155	155	
24	整形镊	新华、140×0.8, 直, 有齿 (ZD309RN)	见技术响应与偏离表	把	2	250	500	
25	持针钳	新华、125, 直, 小血管 (ZM208R)	见技术响应与偏离表	把	1	100	100	
26	皮肤拉钩	新华、160×12×9, 钝, 四钩 (ZT122RN)	见技术响应与偏离表	把	2	250	500	
27	皮肤拉钩	新华、160×8×5, 锐, 双钩 (ZT111RN)	见技术响应与偏离表	把	2	250	500	
28	骨刮匙	新华、200×Φ6 / 5×10, 双头 (ZK847R)	见技术响应与偏离表	把	2	300	600	
29	止血钳	新华、125, 直蚊, 全齿 (ZH110R)	见技术响应与偏离表	把	45	80	3600	
30	止血钳	新华、125, 弯蚊, 全齿 (ZH111R)	见技术响应与偏离表	把	103	80	8240	
31	拉钩	新华、160×20×10, 手指 (ZT171RN)	见技术响应与偏离表	把	3	280	840	
32	医用镊	新华、180, 直 (ZD050R)	见技术响应与偏离表	把	7	30	210	
33	骨刀	新华、170×3, 直, 滚花柄 (ZK090R)	见技术响应与偏离表	把	1	250	250	
34	骨凿	新华、170×5, 滚花柄, 半圆 (ZK092R)	见技术响应与偏离表	把	5	190	950	
35								

36	骨凿	新华、170×3, 滚花柄, 半圆 (ZK091R)	见技术响应与偏离表	把	5	190	950	
37	骨锉	新华、190, 直, 单头, 指用 (ZK502R)	见技术响应与偏离表	把	4	180	720	
38	骨锤	新华、200/140g (ZK044R)	见技术响应与偏离表	把	1	260	260	
39	咬骨剪	新华、180, 弯, 单关节 (ZK623R)	见技术响应与偏离表	把	2	680	1360	
40	咬骨钳	新华、180×3, 直头, 双关节 (ZK649R)	见技术响应与偏离表	把	1	800	800	
41	骨膜剥离器	新华、180×8, 弯, 平刃 (ZQ687R)	见技术响应与偏离表	把	7	300	2100	
42	钢针剪	新华、200×Φ1.2 (ZK273R)	见技术响应与偏离表	把	1	1200	1200	
43	骨科复位钳	新华、200, 胫骨平台 (ZQ1262R)	见技术响应与偏离表	把	1	600	600	
44	截骨刀	新华、230×12, 直, 平刃, 六角柄 (ZQ403R)	见技术响应与偏离表	把	4	260	1040	
45	骨科复位钳	新华、210, 带尖 (ZK166R)	见技术响应与偏离表	把	2	600	1200	
46	骨撬	新华、240×15, 平头 (ZQ578R)	见技术响应与偏离表	把	4	380	1520	
47	骨撬	新华、240×18, 平头 (ZQ754R)	见技术响应与偏离表	把	10	380	3800	
48	骨刮匙	新华、210×8, 直, 六方柄 (ZQ461R)	见技术响应与偏离表	把	6	300	1800	
49	骨刮匙	新华、210×6, 直, 六方柄 (ZQ460R)	见技术响应与偏离表	把	6	300	1800	
50	截骨刀	新华、230×10, 直, 平刃, 六角柄 (ZQ402R)	见技术响应与偏离表	把	6	260	1560	
51	截骨刀	新华、230×12, 直, 平刃, 六角柄 (ZQ403R)	见技术响应与偏离表	把	2	260	520	
52	骨锤	新华、220/450g (ZQ311R)	见技术响应与偏离表	把	4	400	1600	
53	刨口钩	新华、240×65×42, 圆柄, 四爪, 钝, 深部 (ZT434R)	见技术响应与偏离表	把	12	80	960	
54	帕巾钳	新华、140, 尖头 (ZE433R)	见技术响应与偏离表					

55	骨科复位钳	新华、260, 骸骨 (ZK232R)	见技术响应与 偏离表	把	2	600	1200	
56	骨膜剥离器	新华、220×12, 弯, 平刃 (ZQ695R)	见技术响应与 偏离表	把	2	300	600	
57	骨锉	新华、250, 单头 (ZK511R)	见技术响应与 偏离表	把	2	180	360	
58	咬骨钳	新华、220×4, 直头, 双关节 (ZK607R)	见技术响应与 偏离表	把	4	800	3200	
59	骨把持器	新华、大 (ZK192R)	见技术响应与 偏离表	把	2	500	1000	
60	骨钩	新华、大 (ZQ877R)	见技术响应与 偏离表	把	2	450	900	
61	椎板咬骨钳	新华、230×4/10 ×110°, 超硬 膜, 超薄型 (ZF481RNsh)	见技术响应与 偏离表	把	6	4000	24000	
62	椎板咬骨钳	新华、230×3/10 ×110°, 超硬 膜, 超薄型 (ZF480RNsh)	见技术响应与 偏离表	把	6	1584	9504	
63	髓核钳	新华、220×3×8 ×150°, 握柄 式, 超硬膜, 纳米 陶瓷涂层 (ZF590RNdh)	见技术响应与 偏离表	把	2	2500	5000	
64	髓核钳	新华、220×3× 8, 握柄式, 纳米 陶瓷涂层 (ZF574RNdh)	见技术响应与 偏离表	把	2	2500	5000	
65	组织镊	新华、160, 枪状, 带齿 (ZD870MB)	见技术响应与 偏离表	把	2	55	110	
66	骨刀	新华、300×8, 直, 超薄刃, 圆 刃, 圆座型, 胶 木柄, 进口不锈 钢材质 (ZQ1600R)	见技术响应与 偏离表	把	6	700	4200	
67	骨刀	新华、300×6, 直, 超薄刃, 圆 刃, 圆座型, 胶 木柄, 进口不锈 钢材质 (ZQ1599R)	见技术响应与 偏离表	把	7	700	4900	
68	骨锤	新华、220/270g, 进口不锈钢材质 (ZQ312R)	见技术响应与 偏离表	把	2	260	520	

69	骨刮匙	新华、300×4×20°，前弯，长胶木柄，进口不锈钢材质 (ZQ2362R)	见技术响应与偏离表	把	4	300	1200	
70	骨膜剥离器	新华、280×20，直，圆刃，重切削型 (ZQ553R)	见技术响应与偏离表	把	4	300	1200	
71	椎板拉钩	新华、中，175×28×80 (ZQ965R)	见技术响应与偏离表	把	2	350	700	
72	神经剥离器	新华、240×5×Φ1，带钩 (ZQ757R)	见技术响应与偏离表	把	6	350	2100	
73	咬骨钳	新华、240×3×20°，弯头，双关节 (ZK590RNh)	见技术响应与偏离表	把	4	2200	8800	
74	神经根拉钩	新华、150×130×5×90°，直角钩，胶木柄 (ZQ978R)	见技术响应与偏离表	把	2	350	700	
75	脑吸引管	新华、管径Φ1.2，Φ1.5，Φ2，Φ2.5，Φ3，Φ3.5 (ZF1312RN)	见技术响应与偏离表	套	2	6000	12000	
76	咬骨剪	新华、270，弯，双关节 (ZK766R)	见技术响应与偏离表	把	2	1500	3000	
77	医用电动钻锯	爱得、GDG-I	见技术响应与偏离表	台	4	6000	24000	
78	医用射线防护屏	康仕盾、单联	见技术响应与偏离表	个	3	28000	84000	
79	气压止血器	亿凡、YF-ATS-D	见技术响应与偏离表	个	4	20000	80000	
80	咬骨钳	新华、240×8，直头，双关节 (ZK435R)	见技术响应与偏离表	把	4	1300	5200	
81	咬骨钳	新华、240×8，微弯，双关节 (ZK436R)	见技术响应与偏离表	把	4	1300	5200	
82	医用镊	新华、140，直 (ZD047R)	见技术响应与偏离表	把	20	30	600	
83	大腹钩	新华、260 (ZT667R)	见技术响应与偏离表	把	24	250	6000	
84	腹腔吸引管	新华、280×Φ10，直形，圆头 (ZN950RB)	见技术响应与偏离表	套	1	170	170	
85	腹腔吸引管	新华、280×Φ5，尾弯，圆头，加强型 (ZN954RB)	见技术响应与偏离表	套	1	170	170	

86	腹腔吸引管	新华、240,角弯 (LS1457C)	见技术响应与 偏离表	套	1	170	170	
87	腹腔吸引管	新华、280×Φ 10,尾弯,圆头 (ZN952RB)	见技术响应与 偏离表	套	1	170	170	
88	止血钳	新华、180,弯, 全齿(ZH445R)	见技术响应与 偏离表	把	142	80	11360	
89	持针钳	新华、180,直, 粗针(ZM236R)	见技术响应与 偏离表	把	63	100	6300	
90	压肠板	新华、300,直板 (ZT758R)	见技术响应与 偏离表	个	22	45	990	
91	止血钳	新华、160,弯, 全齿(ZH443R)	见技术响应与 偏离表	把	170	80	13600	
92	止血钳	新华、180,直, 全齿(ZH444R)	见技术响应与 偏离表	把	6	80	480	
93	脑压板	新华、200,宽 15,宽18 (ZF452R)	见技术响应与 偏离表	把	2	85	170	
94	显微镊	新华、225×3, 枪状,碗形有孔 (ZF1180RN)	见技术响应与 偏离表	把	4	3500	14000	
95	脑吸引管	新华、250×Φ3, 可控缩口 (ZF1337RN)	见技术响应与 偏离表	套	1	600	600	
96	显微镊	新华、225×0.9, 枪状,有齿 (ZF1243RN)	见技术响应与 偏离表	把	2	3500	7000	
97	显微剥离器	新华、230,2.5, 叶片状 (ZF339RN)	见技术响应与 偏离表	把	6	2000	12000	
98	显微剥离器	新华、230×1.5, 直型,叶片状 (ZF350T)	见技术响应与 偏离表	把	6	2000	12000	
99	显微剥离器	新华、230,2.5, 圆头,弯型(角 型)(ZF337RN)	见技术响应与 偏离表	把	2	2000	4000	
100	显微刮匙	新华、230×3, 直型,匙形 (ZF358RN)	见技术响应与 偏离表	个	1	800	800	
101	显微钩	新华、230×Φ1 ×2.5,球头 (ZF354RN)	见技术响应与 偏离表	个	1	1500	1500	
102	显微钩	新华、230×1× 2.5×135°,球 头(ZF427RN)	见技术响应与 偏离表	个	1	1500	1500	
103	显微刀	新华、210×3.8 ×16°,直型, 半月形 (ZF1545RN)	见技术响应与 偏离表	个	2	1200	2400	

104	咬骨钳	新华、220×3, 直头, 左侧角 (ZK519RN)	见技术响应与偏离表	把	8	1300	10400	
105	脑压板	新华、200, 宽 8, 精细 (ZF1618RN)	见技术响应与偏离表	把	10	300	3000	
106	吸引管	新华、140×Φ 2.5, 直 (ZF2172RN)	见技术响应与偏离表	支	2	300	600	
107	鼻窦专用手术器械	新华、BDQ - I 型 (Z01000)	见技术响应与偏离表	把	1	32000	32000	
108	口腔开口器	新华、开口器支架 (ZR816RN)	见技术响应与偏离表	把	3	900	2700	
109	喉显微手术器械手柄	新华、与喉钩、喉刀、喉针配用, 可换 (Z0768RN)	见技术响应与偏离表	把	1	400	400	
110	海绵钳	新华、250×12, 弯有齿 (ZE123R)	见技术响应与偏离表	把	61	120	7320	
111	吸引头	新华、50, 微型 (Z0149R)	见技术响应与偏离表	把	13	250	3250	
112	显微喉钳	新华、230×3, 管式, 角弯, 右弯, 抓取型, 进口不锈钢材质 (J01188RB)	见技术响应与偏离表	把	3	8500	25500	
113	显微喉钳	新华、230×3, 管式, 角弯, 左弯, 抓取型, 进口不锈钢材质 (J01190RB)	见技术响应与偏离表	把	3	8500	25500	
114	显微喉剪	新华、230, 管式, 直型, 进口不锈钢材质 (J01249RB)	见技术响应与偏离表	把	3	8000	24000	
115	显微喉刀	新华、250, 三角刃, 直形 (Z0725R)	见技术响应与偏离表	把	2	220	440	
116	显微喉钳	新华、230×Φ 2, 管式, 直型, 圆头, 进口不锈钢材质 (J01180RB)	见技术响应与偏离表	把	5	8500	42500	
117	鼻粘膜钳	新华、120, 头宽 5 (Z01036RN)	见技术响应与偏离表	把	3	980	2940	
118	显微喉剪	新华、230, 管式, 直型, 进口不锈钢材质 (J01249RB)	见技术响应与偏离表	把	4	8000	32000	
119	鼻组织钳	新华、120×4, 盖板式, 直, 尖圆头 (Z03501RN)	见技术响应与偏离表	把	1	1300	1300	

120	显微剥离器	新华、160×1, 弯型, 叶片状 (Z0183R)	见技术响应与偏离表	把	21	360	7560	
121	吸引管	新华、90×Φ1.5, 下弯, 耳用 (Z0268RN)	见技术响应与偏离表	支	1	300	300	
122	不锈钢药杯	新华、50×50 (ZS504R)	见技术响应与偏离表	个	66	30	1980	
123	手术刀柄	新华、7# (ZB077R)	见技术响应与偏离表	把	56	50	2800	
124	拉钩	新华、200×13, 静脉 (ZT184R)	见技术响应与偏离表	把	2	80	160	
125	耳剪	新华、80, 直, 显微 (Z0177R)	见技术响应与偏离表	把	1	2000	2000	
126	耳用膝状镊	新华、110 (Z0114MB)	见技术响应与偏离表	把	1	55	55	
127	耳钳	新华、80, 直, 橄榄形, 显微 (Z0166R)	见技术响应与偏离表	把	3	2000	6000	
128	乳突牵开器	新华、130, 3×3 钩, 钝钩, 固定式 (Z0132R)	见技术响应与偏离表	把	2	2000	4000	
129	耳钩	新华、160×2, 直形, 角弯 90°, 钝钩 (Z0205R)	见技术响应与偏离表	把	1	230	230	
130	耳刮匙	新华、160×2, 单头, 椭圆头 (Z0152R)	见技术响应与偏离表	把	2	230	460	
131	鼻窥器	新华、130×35 (Z0086RB)	见技术响应与偏离表	把	1	1500	1500	
132	耳用膝状镊	新华、170 (ZD860R)	见技术响应与偏离表	把	2	200	400	
133	组织钳	新华、180, 直 (ZE017R)	见技术响应与偏离表	把	134	90	12060	
134	扁桃体用钳	新华、220, 三爪, 直形 (Z0671R)	见技术响应与偏离表	把	6	650	3900	
135	口腔开口器	新华、框式 (ZR812RN)	见技术响应与偏离表	把	6	5000	30000	
136	扁桃体剪	新华、180, 弯型 (Z0707R)	见技术响应与偏离表	把	1	120	120	
137	手术刀柄	新华、4# (ZB084R)	见技术响应与偏离表	把	45	50	2250	
138	压舌板	新华、160, 直形 (Z0203R)	见技术响应与偏离表	把	1	50	50	
139	骨把持器	新华、小 (ZK190R)	见技术响应与偏离表	把	2	500	1000	
140	扁桃体拉钩	新华、225, 双头, 扁桃体拉钩及剥离子 (Z0662RN)	见技术响应与偏离表	把	2	500	1000	

141	帕巾钳	新华、110, 尖头 (ZE432R)	见技术响应与 偏离表	把	194	80	15520	
142	组织剪	新华、180, 弯 (ZC557R)	见技术响应与 偏离表	把	43	80	3440	
143	扁桃体切除器	新华、Φ0.4× 10, 圈断器钢丝 (Z0706R)	见技术响应与 偏离表	把	3	85	255	
144	扁桃体切除器	新华、260, 直形, 圈断器(Z0710R)	见技术响应与 偏离表	把	1	450	450	
145	扁桃体用钳	新华、220, 多齿, 直形(Z0670R)	见技术响应与 偏离表	把	1	650	650	
146	尿道扩张器	新华、Φ2(F6), 男性(ZJ638R)	见技术响应与 偏离表	把	1	46	46	
147	尿道扩张器	新华、Φ6.5 (F20), 男性 (ZJ649R)	见技术响应与 偏离表	把	1	46	46	
148	探针	新华、160, 角弯 (ZJ896RN)	见技术响应与 偏离表	把	3	320	960	
149	止血钳	新华、140, 弯, 全齿(ZH145R)	见技术响应与 偏离表	把	138	80	11040	
150	持针钳	新华、160, 直, 粗针(ZM246R)	见技术响应与 偏离表	把	12	100	1200	
151	持针钳	新华、180, 直, 粗针, 镶片0.5 (ZM066R)	见技术响应与 偏离表	把	2	840	1680	
152	止血钳	新华、180, 直, 全齿, 有钩 (ZH644R)	见技术响应与 偏离表	把	18	85	1530	
153	止血钳	新华、200×16 (ZH234RB)	见技术响应与 偏离表	把	3	250	750	
154	手术剪	新华、160, 直圆 (ZC316R)	见技术响应与 偏离表	把	26	70	1820	
155	组织剪	新华、180, 直 (ZC547R)	见技术响应与 偏离表	把	6	80	480	
156	组织剪	新华、180, 弯, 综合, 特快型 (ZC594RN)	见技术响应与 偏离表	把	1	220	220	
157	医用镊	新华、160, 直 (ZD049R)	见技术响应与 偏离表	把	30	30	900	
158	组织镊	新华、160, 1×2 钩(ZD559R)	见技术响应与 偏离表	把	35	55	1925	
159	皮肤拉钩	新华、160, 16 ×6, 11×4, 钝, 双头(ZT125RN)	见技术响应与 偏离表	把	46	250	11500	
160	拉钩	新华、205, 22 ×25/28×35, 方 头(ZT037R)	见技术响应与 偏离表	把	6	80	480	
161	胆石匙	新华、280×6, 单头(ZJ153R)	见技术响应与 偏离表	把	2	320	640	



162	取石钳	新华、210×35×5,弯,穿颚式,胆(ZJ242RN)	见技术响应与偏离表	把	4	320	1280	
163	胸腔止血钳	新华、220,角弯(ZE105R)	见技术响应与偏离表	把	2	250	500	
164	胆道探条	新华、300×3(ZJ063R)	见技术响应与偏离表	把	4	260	1040	
165	分离结扎钳	新华、220×18×90°,角弯,全齿(ZH371RN)	见技术响应与偏离表	把	2	400	800	
166	胆管钳	新华、180,双弯(ZJ322RN)	见技术响应与偏离表	把	2	510	1020	
167	脾蒂钳	新华、240×5,圆弯,R25×28,弯柄(ZJ833R)	见技术响应与偏离表	把	2	400	800	
168	肾蒂钳	新华、220×5,头圆弯R15×25,带竖槽柄弯(ZJ014R)	见技术响应与偏离表	把	2	400	800	
169	肾蒂钳	新华、250圆弯R30×22,1×2凹凸齿(ZJ036RB)	见技术响应与偏离表	把	2	1000	2000	
170	心耳钳	新华、240,I(ZL637R)	见技术响应与偏离表	把	6	400	2400	
171	气管钳	新华、220×4×45,直角(ZL951R)	见技术响应与偏离表	把	1	400	400	
172	腹部手术牵开器	新华、XFQ-II型,双侧,悬拉式(ZV558RN)	见技术响应与偏离表	把	2	30000	60000	
173	肝移植手术器械	新华、GYZ-I型(ZJ104)	见技术响应与偏离表	套	1	150000	150000	
174	海绵钳	新华、320×10,钳式,弯无齿,小切口(ZE187RN)	见技术响应与偏离表	把	1	420	420	
175	海绵钳	新华、320×10,钳式,弯有齿,小切口(ZE184RN)	见技术响应与偏离表	把	1	420	420	
176	分离结扎钳	新华、200×52×17,弯,全齿(ZH565RN)	见技术响应与偏离表	把	20	400	8000	
177	止血钳	新华、130×13,直角(ZH230RB)	见技术响应与偏离表	把	2	250	500	
178	组织剪	新华、180,弯,综合(ZC685R)	见技术响应与偏离表	把	7	80	560	
179	医用镊	新华、200,直(ZD051R)	见技术响应与偏离表	把	1	30	30	

180	甲状腺拉钩	新华、200,一副,带槽(ZT031R)	见技术响应与偏离表	把	9	100	900	
181	显微持针钳	新华、225×0.8直型(ZF248T)	见技术响应与偏离表	把	1	5500	5500	
182	胸腔镊	新华、200×2,直,无损伤(ZW403MB)	见技术响应与偏离表	把	7	700	4900	
183	肺叶钳	新华、200×18,直(ZE043R)	见技术响应与偏离表	把	2	350	700	
184	止血钳	新华、200×14×2.2,直角(ZE089RG)	见技术响应与偏离表	把	4	250	1000	
185	荷包成型器	新华、9齿(55)(LS623R)	见技术响应与偏离表	把	4	2000	8000	
186	骨用牵开器	新华、35×23,240×205,双叶,可转,胸骨(ZL858RG)	见技术响应与偏离表	把	4	2800	11200	
187	骨用牵开器	新华、60×20,150×150,小儿,胸骨(ZL797RG)	见技术响应与偏离表	把	4	2800	11200	
188	骨用牵开器	新华、35×30,240×205,双叶,可转,胸骨(ZL821RG)	见技术响应与偏离表	把	14	2800	39200	
189	肋骨合拢器	新华、170(ZL842R)	见技术响应与偏离表	把	2	610	1220	
190	打孔器	新华、200×Φ2,肋骨(ZL884R)	见技术响应与偏离表	把	2	1200	2400	
191	肋骨剪	新华、340,长(ZL878R)	见技术响应与偏离表	把	2	1200	2400	
192	剥离子	新华、180(ZO172RG)	见技术响应与偏离表	把	1	180	180	
193	持针钳	新华、200,直,细针,镶片0.3(ZM022R)	见技术响应与偏离表	把	6	840	5040	
194	胸腔止血钳	新华、220,角弯(ZE106R)	见技术响应与偏离表	把	5	250	1250	
195	海绵钳	新华、320×10,钳式,弯有齿,短杆,小切口(ZE244RN)	见技术响应与偏离表	把	1	420	420	
196	双翼阴道手术扩张器	新华、92×34,可调式(ZG042R)	见技术响应与偏离表	个	4	150	600	
197	子宫颈扩张器	新华、4.5#,尖圆头(ZG103R)	见技术响应与偏离表	个	10	35	350	
198	子宫颈扩张器	新华、4#,尖圆头(ZG104R)	见技术响应与偏离表	个	10	35	350	
199	子宫颈扩张器	新华、5#,尖圆头(ZG105R)	见技术响应与偏离表	个	10	35	350	

200	子宫颈扩张器	新华、5.5#, 尖圆头 (ZG106R)	见技术响应与偏离表	个	10	35	350	
201	子宫颈钳	新华、250, 3×4齿, 直 (ZG185R)	见技术响应与偏离表	个	2	340	680	
202	可重复使用导尿管	新华、F15 (Φ5) (ZJ311R)	见技术响应与偏离表	个	2	35	70	
203	子宫刮匙	新华、280×6 (6#), 锐, 环形, 六方柄 (ZG397R)	见技术响应与偏离表	个	2	180	360	
204	子宫探针	新华、280, 直, 带刻度, 柔性 (ZG011R)	见技术响应与偏离表	个	2	35	70	
205	胃钳	新华、200 (ZE306R)	见技术响应与偏离表	把	4	750	3000	
206	肠钳	新华、220, 弯, 斜齿 (ZN121R)	见技术响应与偏离表	把	8	450	3600	
207	大腹钩	新华、260 (ZT669R)	见技术响应与偏离表	把	10	250	2500	
208	深部拉钩	新华、300×60×160, S形 (ZT605R)	见技术响应与偏离表	把	7	120	840	
209	深部拉钩	新华、200×24×84, S形 (ZT601R)	见技术响应与偏离表	把	7	120	840	
210	胸腔止血钳	新华、200, 角弯 (ZE107R)	见技术响应与偏离表	把	8	250	2000	
211	妇科组织钳	新华、220, 直 (ZG252RB)	见技术响应与偏离表	把	40	230	9200	
212	深部拉钩	新华、290×45×130, 伞柄 (ZT655RB)	见技术响应与偏离表	把	8	300	2400	
213	阑尾肠钳	新华、200×11 (ZE033RB)	见技术响应与偏离表	把	3	350	1050	
214	组织镊	新华、140, 1×2钩 (ZD557R)	见技术响应与偏离表	把	24	55	1320	
215	手术刀柄	新华、3# (ZB073R)	见技术响应与偏离表	把	10	50	500	
216	肛门探针	新华、200, 双头, 头宽2.5 (ZJ902RN)	见技术响应与偏离表	把	4	260	1040	
217	肛门镜	新华、小号, 筒式 (ZN885C)	见技术响应与偏离表	套	2	230	460	
218	肛门镜	新华、大号, 筒式 (ZN883C)	见技术响应与偏离表	套	2	230	460	
219	肛门镜	新华、中号, 筒式 (ZN884C)	见技术响应与偏离表	套	2	230	460	
220	肺叶钳	新华、250×20, 直 (ZE045RG)	见技术响应与偏离表	把	2	350	700	

221	肋骨骨膜剥离器	新华、180, 左式, 头部 24×35 (ZK408R)	见技术响应与偏离表	把	1	350	350	
222	甲状腺拉钩	新华、117, 10×23/10×35 (ZT025R)	见技术响应与偏离表	把	4	30	120	
223	创口钩	新华、220, 锐, 四爪 (ZT224R)	见技术响应与偏离表	把	4	180	720	
224	整形镊	新华、125×1.6, 直, 有齿 (ZD222R)	见技术响应与偏离表	把	2	250	500	
225	眼用剪	新华、100, 直尖 (ZC056R)	见技术响应与偏离表	把	5	85	425	
226	整形镊	新华、125×1.6, 直, 有齿 (ZD222RN)	见技术响应与偏离表	把	3	250	750	
227	乳突牵开器	新华、170×18, 固定式 3×4 钩, 直型 (ZV072RN)	见技术响应与偏离表	把	3	2000	6000	
228	双极电凝钳	索德、330×Φ5, 弯, 双动, 分离 (ZP405RB)	见技术响应与偏离表	把	3	19900	59700	
229	单极电针	索德、330×Φ5 (ZP903RN)	见技术响应与偏离表	把	3	8600	25800	
230	腹壁牵开器	新华、最大开口 210, 钳式, 三翼, 固定式 (ZV529R)	见技术响应与偏离表	把	1	2000	2000	
231	拉钩	新华、200×20, 静脉 (ZT186R)	见技术响应与偏离表	把	3	80	240	
232	直角拉钩	新华、210×55×14, 单头 (ZT457R)	见技术响应与偏离表	把	1	300	300	
233	后颅凹牵开器	新华、180×24, 活动式, 4×3 钩, 活节带齿, 头弯 8° (ZV268RB)	见技术响应与偏离表	把	3	2000	6000	
234	乳突牵开器	新华、170×9, 单钩, 弯型 (ZV997R)	见技术响应与偏离表	把	1	2000	2000	
235	骨用牵开器	新华、15×12, 110×63, 小儿, 单叶, 翻转, 胸骨 (ZL788RG)	见技术响应与偏离表	把	2	2800	5600	
236	手术刀柄	新华、180, 上弯 (ZB071R)	见技术响应与偏离表	把	2	50	100	
237	咬骨钳	新华、200×3, 直头, 左侧角 40°, 双关节 (ZK1059R)	见技术响应与偏离表	把	1	800	800	




238	抓钳	新华、330×Φ10, 直, 大型 (ZP260RN)	见技术响应与偏离表	把	1	3800	3800	
239	子宫探针	新华、420×Φ5 (ZP987RN)	见技术响应与偏离表	个	1	500	500	
240	抓钳	新华、330×Φ5 (ZP470RB)	见技术响应与偏离表	把	1	3800	3800	
241	主动脉阻断钳	新华、240, 弯 (ZL1501RB)	见技术响应与偏离表	把	1	2500	2500	
242	施夹钳	新华、380×Φ12.5 (ZP612RN)	见技术响应与偏离表	把	1	12000	12000	
243	骨科牵引架	迈瑞、HyExtent-III	见技术响应与偏离表	套	1	12600	12600	
报价金额合计		大写: 叁佰陆拾万零壹仟贰佰叁拾玖元整 小写: 3601239.00 元						

说明:

- 1、使用产品需填写产品品牌;
- 2、本表为合同包内所有货物的报价明细表。栏目中的“单价”为综合单价, 包含货物所有隐含的内容, 如运输费、保险费、管理费和利润等。“报价金额合计”应与《报价一览表》“总报价”一致。

供应商名称 (盖单位章): 吉安陇楠贸易有限公司

法定代表人 (或经营者) 或其委托代理人签字: 

日期: 2021 年 10 月 08 日

